

PSD3 Rabbit pAb

货号: B16079

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	116kDa
实测分子量	116kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain
细胞定位	postsynaptic density,ruffle membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 878-1047 of human PSD 3 (NP_056125.3).
序列	QTQSPEEMQGWINKINCVAAVFSAPPFPAAIGSQKKFSRPLLPATTTKLSQEEQLKSHESKLKQITTELAEHRSYPPDKKVK AKDVDEYKLKDHYLEFEKTRYEMYVSILKEGGKELLSNDESEAAGLKKSHSSPSLNPDTSPITAKVKRNVSERKDRPETPS IKQKVT

靶点信息

研究背景	Guanine nucleotide exchange factor for ARF6.
基因ID	23362
基因名	PSD3

Swiss	Q9NYI0
别名	PSD3;EFA6D;EFA6R;HCA67

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn