

FFAR4 Rabbit pAb

货号: B16112

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	
实测分子量	42KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HT-29,BxPC-3,RAW264.7,Mouse large intestine,Rat large intestine,Rat small intestine
细胞定位	ciliary membrane,cilium,plasma membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence within amino acids 298-377 of human FFAR4 (NP_859529.2).
序列	ITILLILIQNFKQDLVIWPSLFFWVVAFTFANSALNPILYNMTLCRNEWKKIFCCFWFPEKGAILTDTSVKRNDLSIISG

靶点信息

研究背景	
基因ID	338557
基因名	FFAR4
Swiss	Q5NUL3

别名	
----	--

产品验证



Western blot analysis of FFAR4 expressed in Mouse large intestine,Rat large intestine,HT-29 using FFAR4 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary antibody: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% non-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time : 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn