

FAM98B Rabbit pAb

货号: B16167

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	45kDa
实测分子量	48KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SW620,293T,Mouse brain,Rat brain
细胞定位	cytoplasm,nucleoplasm,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-225 of human FAM98 B (NP_775882.2).
序列	MRGPEPGPQPTMEGDVLDLTLEALGYKGPLLEEQALTCAAEGGLSSPEFSELCIWLGSQIKSLCNLEESITSAGRDDLESFQLEISGFLKEMACPYSVLISGDIKDRKKKEDCLKLLFLSTELQASQILQNKHKNSQLDKNSEVYQEVQAMFDTLGIPKSTTS DIPHMLNQVESKVKDILSKVQKNHVGKPLLKMDLNSEQAEQLERINDALSCEYECRRRML

靶点信息

研究背景	Positively stimulates PRMT1-induced protein arginine dimethylated arginine methylation. Promotes colorectal cancer cell malignancy.
基因ID	283742

基因名	FAM98B
Swiss	Q52LJ0
别名	

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn