

TMEM184A Rabbit pAb

货号: B16185

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	45kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse liver,Mouse kidney,Rat lung
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 324-413 of human TME M184A (NP_001091089.1).
序列	FPCQVYAEKKENSPAPPAPMQSISSGIRETVSPQDIVQDAIHNFSPAYQHYTQQATHEAPRPGTHPSGGSGGSRKRSRLE KRMLIPSEDL

靶点信息

研究背景	Acts as a heparin receptor in vascular cells (By similarity. May be involved in vesicle transport in exocrine cells and Sertoli cells (By similarity.
基因ID	202915
基因名	TMEM184A

Swiss	Q6ZMB5
别名	TMEM184A;SDMG1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn