

NLRC5 Rabbit pAb

货号: B16260

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	204kDa
实测分子量	204kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	mouse lung
细胞定位	centrosome,cytoplasm,cytosol,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human NLRC5
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a member of the caspase recruitment domain-containing NLR family. This gene plays a role in cytokine response and antiviral immunity through its inhibition of NF-kappa-B activation and negative regulation of type I interferon signaling pathways.
基因ID	84166
基因名	NLRC5

Swiss	Q86WI3
别名	NLRC5;CLR16.1;NOD27;NOD4

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn