

SPATA4 Rabbit pAb

货号: B16265

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	34kDa
实测分子量	30kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Rat heart
细胞定位	axoneme,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-250 of human SPATA4 (NP_653245.2).
序列	MAAAGQEKGYLTQTAAALDKSPSLSPQLAAPIRGRPKKCLVYPHAPKSSRLSRSVLRWLQGLDLSFFPRNINRDFSNGFLIAEIFICIYYPWELELSSFENGTSLKVKLDNWAQLEKFLARKKFKLPKELIHGTIHCKAGVPEILIEEVYTLTHREIKSIQDDFVNF TDYSYQMRLPLVSRSTVSKSIKDNIIRLSELLSNPNMLTNELKAEFLILLHMLQRKLGRKLNPEWFDVKPTVGEVTLNHLPAQ A

靶点信息

研究背景	May play a role in apoptosis regulation.
基因ID	132851
基因名	SPATA4

Swiss	Q8NEY3
别名	SPATA4;SPEF1B;TSARG2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn