

ZNF785 Rabbit pAb

货号: B16267

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	44kDa/46kDa
实测分子量	46kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,Mouse intestine
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 200-405 of human ZNF785 (NP_689671.2).
序列	FSCGQCQARFSQRRYLLQHQFIHTGEKPYPCPCGRRFRQRGSLAIHRRRAHTGEKPYACSDCKSRFTYPYLLAIHQRKHTG EKPYPSCPCSLRFAYTSLLAIHRRRIHTGEKPYPCPCGRRFTYSSLLSHRRIHSDSRPFPCVECGKGFKRKTALEAHRWIHR SCSERRAWQQAVVGRSEPIPVLGKDPVHFRHFPDIFQECG

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	146540
基因名	ZNF785

Swiss	A8K8V0
别名	ZNF785

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn