

DIMT1 Rabbit pAb

货号: B16273

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100
理论分子量	35kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	H460,U-87MG,HeLa,MCF7,K-562,Mouse spleen
细胞定位	Nucleus,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-126 of human DIMT1 (NP_055288.1).
序列	MPKVKSGAIGRRRGRQEQRRELKSAGGLMFNTGIGQHILKNPLIINSIIDKAALRPTDVVLEVGPGTGNMTVKLLEKAKKVV ACELDPRLVAELHKRVQGTPVASKLQVLVGDVLKTDLPFFDTCV

靶点信息

研究背景	
基因ID	27292
基因名	DIMT1

Swiss	Q9UNQ2
别名	DIMT1;DIM1;DIMT1L;HSA9761;HUSSY5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn