

CRIP1 Rabbit pAb

货号: B16293

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	8kDa
实测分子量	13kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung
细胞定位	cytoplasm
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-77 of human CRIP1 (N P_001302.1).
序列	MPKCPKCNKEVYFAERVTSLGKDWHRPCLKCEKCGKTLTSGGHAHEGKPYCNHPCYAAMFGPKGFGRGGAESHTFK

靶点信息

研究背景	
基因ID	1396
基因名	CRIP1
Swiss	P50238

别名	CRIP1;CRHP;CRIP;CRP-1;CRP1
----	----------------------------

产品验证



Western blot analysis of CRIP1 expressed in Mouse lung using CRIP1 Rabbit pAb at 1:1000. Secondary anti body: HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) at 1:5000. Lysates/proteins: 30ug per lane. Blocking buffer: 5% no n-fat dry milk in TBST. Detection: ECL Enhanced Kit. Exposure time: 120s.

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn