

ZNF544 Rabbit pAb

货号: B16364

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	81kDa
实测分子量	82kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-431,Mouse kidney
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-230 of human ZNF544 (NP_055295.2).
序列	MEARSM LVPPQASVCFEDVAMAF TQEEWEQLDLAQR TLYREV TLETWEHIVSLGLFLSKSDVISQLEQEEDLCRAEQEAPR DWKATLEENRLNSEKDRAREELSHHVEVYRSGPEEPPSLVLGKVQDQSNQLREHQENSLRFMVLTSERLFAQREHCELEL GGGYSLPSTLSLLPTTLPTSTGFPKPN SQVKELQNSAFINHEKNGADGKH CESHQCARAFCQSIYLSK

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	27300
基因名	ZNF544

Swiss	Q6NX49
别名	ZNF544

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn