

IGHMBP2 Rabbit pAb

货号: B16416

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	109kDa
实测分子量	109kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,MCF7,Mouse brain,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,Nucleus,axon
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of mouse IGHMBP2
序列	

靶点信息

研究背景	This gene encodes a helicase superfamily member that binds a specific DNA sequence from the immunoglobulin mu chain switch region. Mutations in this gene lead to spinal muscle atrophy with respiratory distress type 1.
基因ID	20589
基因名	
Swiss	

别名	IGHMBP2;CATF1;CMT2S;HCSA;HMN6;SMARD1;SMUBP2;ZFAND7
----	--

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn