

TXNL4B Rabbit pAb

货号: B16463

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	17kDa
实测分子量	17kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-149 of human TXNL4B (NP_060323.1).
序列	MSFLLPKLTSKKEVDQAIKSTA EKVLVLRFG RDEDPVCLQLDDILSKTSSDLSKMAAIYLV DVDQTAVYTQYFDISYIPSTVF FFNGQHMKVDYGSPDHTKFVGSFKTKQDFIDLIEVIYRGAMRGKLIVQSPIDPKNIPKYDLLYQDI

靶点信息

研究背景	Essential role in pre-mRNA splicing. Required in cell cycle progression for S/G(2 transition.
基因ID	54957
基因名	TXNL4B

Swiss	Q9NX01
别名	TXNL4B;DLP;Dim2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn