

# C16orf80 Rabbit pAb

货号: B16475

产品信息

|       |                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                                                |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                                         |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                                                     |
| 预测反应  |                                                                                                                                |
| 应用    | WB IF/ICC                                                                                                                      |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:1000<br><b>IF/ICC:</b> 1:50 - 1:100                                                                       |
| 理论分子量 | 22kDa                                                                                                                          |
| 实测分子量 | 23KDa                                                                                                                          |
| 形式    | Liquid                                                                                                                         |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.                           |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                                                   |
| 阳性对照  | SKOV3,Mouse testis,Rat lung                                                                                                    |
| 细胞定位  | Cell projection,Cytoplasm,Nucleus,centriole,centrosome,cilium,cilium basal body,cytoskeleton,microtubul<br>e organizing center |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                                          |

抗原信息


|      |                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 94-193 of human C16orf80 (NP_0373<br>74.1). |
| 序列   | LDDKNVRRRRFRASNYQSTTRVKPFICTMPMRLDDGWNQIQFNLLDFTRRAYGTNYIETLRVQIHANCRIRRVYFSDRLYSE<br>DELPAEFKLYLPVQNKAKQ      |

靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Cilium- and flagellum-specific protein that plays a role in axonemal structure organization and motility. In<br>volved in the regulation of the size and morphology of cilia. Required for axonemal microtubules polyglut<br>amylation. |
| 基因ID | 29105                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 基因名   | CFAP20                            |
| Swiss | Q9Y6A4                            |
| 别名    | CFAP20;C16orf80;EVORF;GTL3;fSAP23 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)