

# PNPLA3 Rabbit pAb

货号: B16628

## 产品信息

|       |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human,Mouse,Rat                                                                                      |
| 宿主    | Rabbit                                                                                               |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                           |
| 预测反应  |                                                                                                      |
| 应用    | WB                                                                                                   |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                            |
| 理论分子量 | 52kDa                                                                                                |
| 实测分子量 | 53kDa                                                                                                |
| 形式    | Liquid                                                                                               |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                         |
| 阳性对照  | SKOV3,Mouse lung,Rat liver                                                                           |
| 细胞定位  | Membrane,Single-pass type II membrane protein                                                        |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                |

## 抗原信息


|      |                                                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 377-481 of human PNPLA3 (NP_079501.2). |
| 序列   | PDMPDDVLWLQWVTSQVFTRVLMCLLPASRSQMPVSSQQASPCTPEQDWPCWTPCSPKGCPAETKAEATPRSILRSSLNFFLGNKVPAGAEGLSTFPSFSLEKSL            |

## 靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | The protein encoded by this gene is a triacylglycerol lipase that mediates triacylglycerol hydrolysis in adipocytes. The encoded protein, which appears to be membrane bound, may be involved in the balance of energy usage/storage in adipocytes. |
| 基因ID | 80339                                                                                                                                                                                                                                               |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 基因名   | PNPLA3               |
| Swiss | Q9NST1               |
| 别名    | PNPLA3;ADPN;C22orf20 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)