

MTA3 Rabbit pAb

货号: B16643

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200
理论分子量	58kDa/67kDa
实测分子量	65kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,HepG2,A-549
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 40-330 of human MTA3 (NP_065795.1).
序列	AKVVCFYRRRDISNTLIMLADKHAKIEEESETTVEADLTDKQKHQLKHRELFSLRQYESLPATHIRGKCSVALLNETESVLS YLDKEDTFFYSLVYDPSLKTLLADKGEIRVGPRYQADIPEMLLEGESDEREQSKLEVKVWDPNSPLTDRQIDQFLVVARAV GTFARALDCSSSVRQPSLHMSAAAASRDITLFHAMDTLYRHSYDLSSAISVLVPLGGPVLCRDEMEEWSASEASLFEEALE KYGKDFNDIRQDFLPWKSLTSIEYYYMWKTTDRYVQQKRLKAAEA

靶点信息

研究背景	Plays a role in maintenance of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcrip tion in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels. Contribut es to transcriptional repression by BCL6.
------	---

基因ID	57504
基因名	MTA3
Swiss	Q9BTC8
别名	MTA3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn