

FRZB Rabbit pAb

货号: B16669

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	36kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse skeletal muscle
细胞定位	Secreted
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-325 of human FRZB (NP_001454.2).
序列	SNGNCRGASSERCKCKPIRATQKTYFRNNYNYVIRAKVKEIKTKCHDVTAVVEVKEILKSSLVNIPRDTVNLYTSSGCLCPPLNVNEEYIIMGYEDEERSRLLLVEGSIAEKWKDRLGKKVKRWDMKLRHLGLSKSDSSNSDSTQSQKSGRNSNPRQARN

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is a secreted protein that is involved in the regulation of bone development. Defects in this gene are a cause of female-specific osteoarthritis (OA) susceptibility.
基因ID	2487
基因名	FRZB

Swiss	Q92765
别名	FRZB;FRE;FRITZ;FRP-3;FRZB-1;FRZB-PEN;FRZB1;FZRB;OS1;SFRP3;SRFP3;hFIZ

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn