

CIAPIN1 Rabbit pAb

货号: B16778

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC IP
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200 IP: 1:50 - 1:100
理论分子量	11kDa/32kDa/33kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	SKOV3,293T,HepG2,HeLa,MCF-7,Mouse testis
细胞定位	Cytoplasm,Mitochondrion,Mitochondrion intermembrane space,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-312 of human CIAPIN1 (NP_064709.2).
序列	MADFGISAGQFVAVVWDKSSPVEALKGLVDKLQALTGNEGRVSVENIKQLLQSAHKESSFDIILSGLVPGSTTLHSAEILAE IARILRPGGCLFLKEPVETAVDNNSKVKTASKLCSALTLSGLVEVKELQREPLTPEEVQSVREHLGHESDNLLFVQITGKKPN FEVGSSRQLKLSITKKSSPSVKPAVDPAAAKLWTLSSANDMEDDSMDLIDSDELDPEDLKKPDPAASLRAASCGEKKRKA CKNCTCGLAELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGKEKVLLSDSNLHDA

靶点信息

研究背景	CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 (MIM 151430) or CASP (see MIM 147678) families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
------	---

基因ID	57019
基因名	CIAPIN1
Swiss	Q6FI81
别名	CIAPIN1;Anamorsin;DRE2;PRO0915;anamorsin

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn