

ADAM5 Rabbit pAb

货号: B16827

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:100 - 1:500
理论分子量	13kDa/36kDa/37kDa/40kDa/43kDa/46kDa/47kDa
实测分子量	50KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Mouse ovary
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 250-350 of human ADAM5 (Q6NVV9) .
序列	NCGTAHCLFQHILCGKLVCTWEHRDLISRPNLSVIAHV RDQTCVSTYLPRRTPPPVNSPISITSYSSAEDRDET FVQDGSM CGPDMYCFEMHCKHVRFLM

靶点信息

研究背景	This is a non catalytic metalloprotease-like protein.
基因ID	255926
基因名	

Swiss	Q6NVV9
别名	ADAM5;ADAM5P;TMDCII

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn