

ALKBH3 Rabbit pAb

货号: B16913

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa/33kDa
实测分子量	36kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,293T,HepG2,HeLa,MCF7
细胞定位	Cytoplasm,Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-286 of human ALKBH3 (NP_631917.1).
序列	MEEKRRRARVQGAWAAPVKSQAIAQPATTAKSHLHQKPGQTWKNKEHHLSDREFVFKEPQQVVRRAPEPRVIDREGVYE ISLSPTGVSrvCLYPGFVDVKEADWILEQLCQDVPWKQRTGIREDITYQQPRLTAWYGELPYTYSRITMEPNPHWHPVLRT LKNRIEENTGHTFNSLLCNLYRNEKDSVDWHSDDPSLGRCPIIASLSFGATRTRTFEMRKKPPPEENGDTYVERVKIPLDHG TLLIMEGATQADWQHRVPKEYHSREPRVNLTFRTVYPDPRGAPW

靶点信息

研究背景	
基因ID	221120
基因名	ALKBH3

Swiss	Q96Q83
别名	ALKBH3;ABH3;DEPC-1;DEPC1;PCA1;hABH3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn