

ZCCHC7 Rabbit pAb

货号: B17020

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	63kDa
实测分子量	63kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse heart,Rat brain
细胞定位	cytosol,nucleolus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-231 of human ZCCHC 7 (NP_115602.2).
序列	MMFGGYETIEAYEDDLRYDESSSELSVDSEVEFQLYSQIHYAQDLDDVIREEEHEEKNSGNSSESSSSKPNQKKLIVLSDSE VIQLSDGSEVITLSDEDSIYRCKGKNVRVQAQENAHGLSSSLQSNELVDKKCKSDIEKPKSEERSGVIREVMIIIEVSSSEEEE STISEGDNVESWMLLGCEVDDKDDDDILLNLVGCENSVTEGEDGINWSISDKDIEAQIANNRTPGRWT

靶点信息

研究背景	Enables RNA binding activity. Located in cytosol and nucleolus.
基因ID	84186
基因名	ZCCHC7

Swiss	Q8N3Z6
别名	AIR1;HSPC086;ZCCHC7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn