

FMR1NB Rabbit pAb

货号: B17109

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	29kDa
实测分子量	29kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	NCI-H460,K-562,Mouse brain,Mouse liver,Rat liver,Rat brain
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 90-183 of human FMR1 NB (NP_689791.1).
序列	LCSGSSYFVLANGHILPNSENAHGQSLEEDSALEALLNFFPTTCNLRENQVAKPCNELQDLSESECLRHKCCFSSSGTTSFKCFAPFRDVPKQ

靶点信息

研究背景	Predicted to be integral component of membrane.
基因ID	158521
基因名	FMR1NB

Swiss	Q8N0W7
别名	FMR1NB;CT37;NY-SAR-35;NYSAR35

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn