

MYL7 Rabbit pAb

货号: B17127

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	19kDa
实测分子量	19kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse lung,Mouse heart
细胞定位	A band,cytoplasm,cytosol,dendritic spine
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-175 of human MYL7 (NP_067046.1).
序列	MASRKAGTRGKVAATKQAQRGSSNVFSMFEQAQIQEFKEAFSCIDQNRDGIICKADLRETYSQLGKVSVPPEEELDAMLQE GKGPINFTVFLTLFGEKLNSTDPEEILSAFRMFDPGKGVVNKDEFKQLLLTQADKFSPAEEVQMFALTPMDLAGNIDYK SLCYIITHGDEKEE

靶点信息

研究背景	Predicted to enable calcium ion binding activity. Located in A band.
基因ID	58498
基因名	MYL7

Swiss	Q01449
别名	MYL7;MYL2A;MYLC2A

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn