

TMOD3 Rabbit pAb

货号: B17149

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	39kDa
实测分子量	40kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,A-549,Hela,Jurkat,HepG2
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-352 of human TMOD3 (NP_055362.1).
序列	MALPFRKDLEKYKDLDEDELLGNLSETELKQLETVLDDLDPENALLPAGFRQKNQTSKSTTGPFDRHLLSYLEKEALEHK DREDYVPYTGEKKGKIFIPKQKPVQTFTEEKVSLDPELEEALTSASDTELCDLAAILGMHNLITNTKFCNIMGSSNGVDQEH FSNVVKGEKILPVFDEPPNPTNVEESLKRTEKENDAHLEVNLNINNIPIPTLKDFAKALETNTHVKCFSLAATRSNDPVATAF AEMLKVNKTLSLNVESNFITGVGILALIDALRDNETLAELKIDNQRQQLGTAVELEMAKMLEENTNILKFGYQFTQQGPRT RAANAITKNNDLVRKRRVEGDHQ

靶点信息

研究背景	Blocks the elongation and depolymerization of the actin filaments at the pointed end. The Tmod/TM complex contributes to the formation of the short actin protofilament, which in turn defines the geometry of the membrane skeleton (By similarity).
------	---

基因ID	29766
基因名	TMOD3
Swiss	Q9NYL9
别名	TMOD3;UTMOD

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn