

SLC39A6 Rabbit pAb

货号: B17159

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	48kDa/85kDa
实测分子量	102kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	MCF7,BT-474,A-549,HeLa,Rat testis
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-320 of human SLC39A6 (NP_001092876.1).
序列	KQFKDKKKKNQKKPENDDDVEIKKQLSKYESQLSTNEEKVDTDDRTEGYLRADSQEP SHFDSQQPAVLEEEVMI AHAPQEVYNEYVPRGCKNKCHSHFDTLGQSDDLIIHHHDYHHILHHHHHQNHHPHSHSQRYSREELKDAGVATL

靶点信息

研究背景	
基因ID	25800
基因名	SLC39A6

Swiss	Q13433
别名	SLC39A6;LIV-1;ZIP6

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn