

EML2 Rabbit pAb

货号: B17164

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	70kDa/86kDa/92kDa
实测分子量	71kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse heart,Mouse kidney
细胞定位	Cytoplasm,cytoskeleton,spindle
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 150-415 of human EML2 (NP_036287.1).
序列	LHVLGLGVFDRAVCCVGFSGKSNNGNLLCAVDESNDHMLSVWDWAKETKVVDVKCSNEAVLVATFHPTDPTVLITCGKS HIYFWTLEGGSLSKRQGLFEKHEKPKYVLCVTFLEGGDVVTGDSGGNLYVWGKGGNRITQAVLGAHDGGVFGLCALRD GTLVSGGGRDRRVVLWGSYSLQVEVPEDFGPVRTVAEGHGDTLYVGTTNSILQGSVHTGFSLLVQGHVEELWGL ATHPSRAQFVTCGQDKLVHLWSSDSHQPLWSR

靶点信息

研究背景	Tubulin binding protein that inhibits microtubule nucleation and growth, resulting in shorter microtubules.
基因ID	24139
基因名	EML2

Swiss	O95834
别名	EML2;ELP70;EMAP-2;EMAP2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn