

CSTF2T Rabbit pAb

货号: B17168

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:1000 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:200 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	64kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Jurkat,U-87MG,K-562,SW620,BT-474,Mouse liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 420-560 of human CSTF 2T (NP_056050.1).
序列	TRAMETEVLETRVMERRGMETCAMETRGMEARGMDARGLEMRGVPSSRGPMTGGIQGPGPINIGAGGPPQGPRQVPG ISGVGNPGAGMQGTGIQGTGMQAGIQGGGMQAGIQGVSIQGGGIQGGGIQGASKQGGSQPS

靶点信息

研究背景	May play a significant role in AAUAAA-independent mRNA polyadenylation in germ cells. Directly involved in the binding to pre-mRNAs (By similarity).
基因ID	23283

基因名	CSTF2T
Swiss	Q9H0L4
别名	CSTF2T;CstF-64T

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn