

EIF2S3 Rabbit pAb

货号: B17267

产品信息

反应	Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	51kDa
实测分子量	55kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Rat brain
细胞定位	cytoplasm,cytosol,eukaryotic translation initiation factor 2 complex,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息

抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 173-472 of human EIF2 S3 (NP_001406.1).
序列	HLAAIEIMKLKHILQNKIDLVKESQAKEQYEQILAFVQGTVAEGAPIIPISAQLKYNIEVVCEYIVKKIPVPPRDFTSEPRLIVIRS FDVNKPGCEVDDLKGGVAGGSILKGVLVGQEIEVRPGIVSKDSEGKLMCKPIFSKIVSLFAEHNDLQYAAPGGLIGVGTKI DPTLCRADRMVGQVLGAVGALPEIFTELEISYFLLRRLGVRTEGDKKAQVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADL GKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWQIRRGVTIKPTVDDD

靶点信息

研究背景	The protein encoded by this gene is the largest subunit of a heterotrimeric GTP-binding protein involved i n the recruitment of methionyl-tRNA(i) to the 40 S ribosomal subunit.
基因ID	1968

基因名	EIF2S3
Swiss	P41091
别名	EIF2S3;EIF2;EIF2G;EIF2gamma;MRXSBRK;eIF-2gA

产品验证

实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn