

NTSR1 Rabbit pAb

货号: B17384

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	46kDa
实测分子量	49KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	DU145
细胞定位	Cell membrane,Membrane raft,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-70 of human NTSR1 (NP_002522.2).
序列	MRLNSSAPGTPGTPAADPFQRAQAGLEEALLAPGFGNASGNASERVLAAPSSSELDVNTDIYSKVLVTAVY

靶点信息

研究背景	Neurotensin receptor 1 belongs to the large superfamily of G-protein coupled receptors. NTSR1 mediates the multiple functions of neurotensin, such as hypotension, hyperglycemia, hypothermia, antinociception, and regulation of intestinal motility and secretion.
基因ID	4923
基因名	NTSR1

Swiss	P30989
别名	NTSR1;NTR

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn