

UTS2R Rabbit pAb

货号: B17410

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	42kDa
实测分子量	42kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa,Mouse brain,Mouse heart,Rat brain
细胞定位	Cell membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 280-389 of human UTS2 R (NP_061822.1).
序列	LAQYHQAPLAPRTARIVNYLTTCITYGNSCANPFLYTLLTRNYRDHLRGRVRGPGSGGGRGPVPSLQPRARFQRCSGRSLS SCSPQPTDSLVLAPAAPARPAPEGPRAPA

靶点信息

研究背景	High affinity receptor for urotensin-2 and urotensin-2B. The activity of this receptor is mediated by a G-pr otein that activate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system.
基因ID	2837
基因名	UTS2R

Swiss	Q9UKP6
别名	UTS2R;GPR14;UR-2-R;UTR;UTR2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn