

FOXD3 Rabbit pAb

货号: B17422

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	47kDa
实测分子量	48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HeLa
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 322-335AA of human FOXD3.
序列	

靶点信息

研究背景	This gene belongs to the forkhead family of transcription factors which is characterized by a distinct forkh ead domain. Mutations in this gene cause autoimmune susceptibility 1.
基因ID	27022
基因名	FOXD3
Swiss	Q9UJU5

别名	FOXD3;AIS1;Genesis;HFH2;VAMAS2
----	--------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn