

ZC3H12C Rabbit pAb

货号: B17437

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	99kDa
实测分子量	100KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	RAW264.7,U-87MG,HeLa
细胞定位	cytoplasmic ribonucleoprotein granule,nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 735-883 of human ZC3 H12C (NP_203748.1).
序列	KAPHLGRSLVATRIDSISDSRLYDSSPSRQRKPYSRQEGLGSWERPGYGIDAYGYRQTYSLPDNSTQPCYEQFTFQSLPEQ QEPAWRIPYCGMPQDPPRYQDNREKIYINLCNIFPPDLVRIVMKRNPHMTDAQQLAAAILVEKSQLGY

靶点信息

研究背景	May function as RNase and regulate the levels of target RNA species.
基因ID	85463
基因名	ZC3H12C

Swiss	Q9C0D7
别名	MCPIP3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn