

ITGB5 Rabbit pAb

货号: B17517

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	88kDa
实测分子量	92kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Mouse kidney,Mouse liver,Rat brain,Rat liver
细胞定位	Membrane,Single-pass type I membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 490-720 of human ITGB 5 (NP_002204.2).
序列	SPGYLGTRCECQDGENQSVYQNLCREAEGKPLCSGRGDCSCNQCSCFESEFGKIYGPFCEDNFSCARNKGVLCSGHG ECHCGECKCHAGYIGDNCNCSTDISTCRGRDQGICSERGHCLCGQCQCTEPGAFGEMCEKCPTCPDACSTKRDCVECLL LHS GKPDNQ TCHSLCRDEVITWVD TIVKDDQEAVLCFYKTAKDCVMMFTYVELPSGKSNLTVLREPECGNTPNA

靶点信息

研究背景	Integrin alpha-V/beta-5 is a receptor for fibronectin. It recognizes the sequence R-G-D in its ligand.
基因ID	3693
基因名	ITGB5

Swiss	P18084
别名	ITGB5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn