

SQLE Rabbit pAb

货号: B17530

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	63kDa
实测分子量	50-64KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Microsome membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 143-400 of human SQLE (NP_003120.2).
序列	SRDGRKVTVIERDLKEPDRIVGEFLQPGGYHVLKDLGLGDTV EGLDAQVVNGYMIHDQESKSEVQIPYPLSENNQVQSGR AFHHGRFIMSLRKAAMAEPNAKFIEGVVLQLLEEDDVVMGVQYKDKETGDIKELHAPLTVVADGLFSKFRKSLVSNKVSVS SHFVGFLMKNAPQFKANHAELILANPSPVLIYQISSSETRVLVDIRGEMPRNLREYMVEKIYPQIPDHLKEPFLEATDNSHLRS MPASFLPPSSVKK

靶点信息

研究背景	Squalene epoxidase catalyzes the first oxygenation step in sterol biosynthesis and is thought to be one of the rate-limiting enzymes in this pathway.
------	---

基因ID	6713
基因名	SQLE
Swiss	Q14534
别名	SQLE

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn