

# KBTBD3 Rabbit pAb

货号: B17568

产品信息

|       |                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 反应    | Human                                                                                                  |
| 宿主    | Rabbit                                                                                                 |
| 克隆性   | Polyclonal                                                                                             |
| 预测反应  |                                                                                                        |
| 应用    | WB                                                                                                     |
| 推荐浓度  | <b>WB:</b> 1:500 - 1:2000                                                                              |
| 理论分子量 | 69kDa                                                                                                  |
| 实测分子量 | 69kDa                                                                                                  |
| 形式    | Liquid                                                                                                 |
| 保存条件  | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles.<br>Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3. |
| 偶联物   | Unconjugated                                                                                           |
| 阳性对照  | PC-3                                                                                                   |
| 细胞定位  |                                                                                                        |
| 纯化    | Affinity purification                                                                                  |

抗原信息


|      |                                                                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 抗原信息 | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 410-607 of mouse KBTB D3 (NP_081238.2).                                                                                    |
| 序列   | GSQDIKSLLDVESYNPLSREWTSVSPLPRGIYYPEASACQNIIYVLGSEVEIADAFNPSLDCFFKYNATTDQWSELVAEFGQ FFHATLIKAVPVNCTLYICDLSTYKVYSFCPDTCVWKGEGSFECAGFNAGAIGIEDKIYILGGDYAPDEITDEVQVYHSSRSE WEEVSPMPRALTEFYCQVIQFNKYRDPWYSNHF |

靶点信息

|      |                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 研究背景 | Is expressed in several structures, including central nervous system; dorsal root ganglion; early conceptu s; genitourinary system; and tooth. Orthologous to human KBTBD3 (kelch repeat and BTB domain contain ing 3). |
| 基因ID | 69149                                                                                                                                                                                                                   |

|       |               |
|-------|---------------|
| 基因名   |               |
| Swiss |               |
| 别名    | KBTBD3;BKLHD3 |

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: [www.ablybio.cn](http://www.ablybio.cn)