

GRINA Rabbit pAb

货号: B17600

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:100 - 1:200
理论分子量	41kDa
实测分子量	53kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse pancreas
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human GRINA (NP_000828.1).
序列	MSHEKSFLVSGDNYPPPNPGYPGGPQPPMPYAQPPYPGAPYPQPPFQSPYGGQPGYPHGPSYPQGGYPQGPYPQGGYPQGPYPQEGYPQGPYPQGGYP

靶点信息

研究背景	Potential apoptotic regulator.
基因ID	2907
基因名	GRINA

Swiss	Q7Z429
别名	GRINA;HNRGW;LFG1;NMDARA1;TMBIM3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn