

NUBP1 Rabbit pAb

货号: B17615

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	33kDa/34kDa
实测分子量	35kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse liver,Mouse kidney
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,Nucleus,centriole,centrosome,cilium axoneme,cilium basal body,cytoskeleton, microtubule organizing center
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 201-320 of human NUB P1 (NP_002475.2).
序列	PQEVSLQDVRKEINFCRKVKLPIIGVVENMSGFICPKCKKESQIFPPTTGGAELMCQDLEVPLLGRVPLDPLIGKNCDKGQS FFIDAPDSPATLAYRSIIQRIQEFCNLHQSKEENLISS

靶点信息

研究背景	NUBP1 is a member of the NUBP/MRP subfamily of ATP-binding proteins.
基因ID	4682
基因名	NUBP1

Swiss	P53384
别名	NUBP1;NBP;NBP1;NBP35

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn