

ZCCHC10 Rabbit pAb

货号: B17704

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	18kDa/20kDa
实测分子量	21kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human ZCCHC 10 (NP_001287745.1).
序列	MATPMHRLIARRQAFDTELQPVKTFWILIQPSIVISEANKQHVRCQKCLEFGHWTYECTGKRKYLHRPSRTAELKKALKEKE NRLLLQSIGETNVERKA

靶点信息

研究背景	Predicted to enable nucleic acid binding activity and zinc ion binding activity.
基因ID	54819
基因名	ZCCHC10

Swiss	Q8TBK6
别名	ZCCHC10

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn