

ZNF471 Rabbit pAb

货号: B17730

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	28kDa/73kDa
实测分子量	73KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-251MG,HEL,Molt-4(Negative control)
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 80-210 of human ZNF471 (NP_065864.2).
序列	TRSPFSDWESIYVTQELPLKQFMYYDDACMEGITSYGLECSFTEENWKWEDLFEKQMGSHEMFSSKEIITHKETITKETEFKYTKFGKCIHLENIEESIYNHTSDKKSFSKNSMVIKHKKVYVGKKLFCNE

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	57573
基因名	ZNF471

Swiss	Q9BX82
别名	ZNF471;ERP1;Z1971

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn