

DHX57 Rabbit pAb

货号: B17743

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	49kDa/73kDa/155kDa
实测分子量	150kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse eye
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 700-900 of human DHX 57 (NP_945314.1).
序列	SATLNAELFSDYFNSCPVITIPGRTFPVDQFFLEDAIAVTRYVLQDGSPYMRSMKQISKEKLKARRNRTAFEEVEEDLRLSLH LQDQDSVKDAVPDQQLDFKQLLARYKGVSKSVIKTMSIMDFEKNLELIEALLEWIVDGKHSYPPGAILVFLPGLAEIKMLY EQLQSNSLFNRRRSNRCVIHPLHSSLSSEEQQAVFV

靶点信息

研究背景	Probable ATP-binding RNA helicase.
基因ID	90957
基因名	DHX57

Swiss	Q6P158
别名	DHX57;DDX57

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn