

ZSCAN1 Rabbit pAb

货号: B17779

产品信息

反应	Human
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	20kDa/45kDa
实测分子量	45KDa/62KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	293T,T-47D
细胞定位	nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human ZSCAN1 (NP_872378.3).
序列	VFTWVTHFIEHQKTHREEGPFPCPECGKVFLHNSVLTEHGKIHLLEPPRKKAPRSKGPRESVPPRDGAQGPVAPRSPKRPFQCSVCGKAFPWMVHLIDHQQ

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	284312
基因名	ZSCAN1

Swiss	Q8NBB4
别名	ZSCAN1;MZF-1;ZNF915

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn