

OTUD6A Rabbit pAb

货号: B17822

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	34kDa
实测分子量	37kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse testis,Rat testis
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant protein of human OTUD6A
序列	

靶点信息

研究背景	Deubiquitinating enzyme that hydrolyzes 'Lys-27'-, 'Lys-29'- and 'Lys-33'-linked polyubiquitin chains. Also able to hydrolyze 'Lys-11'-linked ubiquitin chains (By similarity.
基因ID	408193
基因名	
Swiss	Q6IE21

别名	OTUD6A;DUBA2;HSHIN6;Hshin6;EG408193
----	-------------------------------------

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn