

YUCCA1 Rabbit pAb

货号: B17962

产品信息

反应	Arabidopsis thaliana
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000
理论分子量	46kDa
实测分子量	46KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.05% proclin300,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Inflorescences,Before inflorescence,Rosette leaf
细胞定位	
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 71-221 of arabidopsis thaliana YUCCA1 (NP_194980.1).
序列	KHFCRLPLLDPEYYPKYPSKNEFLAYLESYASHFRIAPRFNKNVQNAAYDSSSGFWRVKTHDNTEYLSKWLIVATGENAD PYFPEIPGRKKFSGGKIVHASEYKSGEEFRRQKVLVVGCGNSGMEISLDLVRHNASPHLVVRNTVHVLPR

靶点信息

研究背景	Mutant has elevated levels of free IAA in dominant mutant allele; Flavin Monooxygenase-Like Enzyme; Au xin Biosynthesis
基因ID	829389
基因名	

Swiss	Q9SZY8
别名	L23H3.20; L23H3_20; YUC; YUCCA; YUCCA 1

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn