

ZNF620 Rabbit pAb

货号: B18027

产品信息

反应	Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	35kDa/48kDa
实测分子量	35kDa/48kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-150 of human ZNF620 (NP_001243096.1).
序列	MVGGLPGNVSQHLDFGSSLEQPQGHWIIKTKSKRRHFTDTSARHHEAYEVKNGEKFEKLGKNISVSTQLTTNQTNPSGQI SYECGQCGRYFIQMADFHRHEKCHTGEKSFECKECGKYFRYNLLIRHQIIHTGKKPFKCKECGKGLSSD

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation.
基因ID	253639
基因名	ZNF620

Swiss	Q6ZNG0
别名	ZNF620

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn