

IGHMBP2 Rabbit pAb

货号: B18054

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IHC IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IHC: 1:50 - 1:100 IF/ICC: 1:50 - 1:100
理论分子量	109kDa
实测分子量	109kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2,A-549,Mouse brain,Mouse testis,Rat brain
细胞定位	Cell projection,Cytoplasm,Nucleus,axon
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 540-720 of human IGHMBP2 (NP_002171.2).
序列	PYNLQVDLLRQSLVHRHPELEIKSVDGFQGREKEAVILSFVRSNRKGEVGFLEADRRINVAVTRARRHVAVICDSRTVNNH AFLKTLVEYFTQHGEVRTAFEYLDIVPENYSHENSQGSSHAATKPQGPATSTRTGSQRQEGGQEAAPARQGRKKPAG KSLASEAPSQPSLNGGSPEGV

靶点信息

研究背景	This gene encodes a helicase superfamily member that binds a specific DNA sequence from the immunoglobulin mu chain switch region. Mutations in this gene lead to spinal muscle atrophy with respiratory distress type 1.
------	---

基因ID	3508
基因名	IGHMBP2
Swiss	P38935
别名	IGHMBP2;CATF1;CMT2S;HCSA;HMN6;SMARD1;SMUBP2;ZFAND7

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn