

TMEM44 Rabbit pAb

货号: B18112

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	43kDa/47kDa/48kDa/52kDa
实测分子量	52kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 110-260 of human TME M44 (NP_001159777.1).
序列	VCGSKFKSNSDREARERKRRRQLRASVFALALPLSLGPCWALWVAVPKASATIRGPQRRLLASLLQENTEILGYLLGSVAAF GSWASRIPLSRIAPPPTLGITTQHEIWRGQMSKPSQSPSRSPSGHWRAAAQRQVLGTEMCRGKTFPSI

靶点信息

研究背景	Predicted to be integral component of membrane.
基因ID	93109
基因名	TMEM44

Swiss	Q2T9K0
别名	TMEM44

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn