

CYB5B Rabbit pAb

货号: B18133

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	16kDa
实测分子量	20kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Raji,HeLa,LO2,Mouse thymus,Mouse brain,Mouse heart
细胞定位	Mitochondrion outer membrane
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 16-150 of human CYB5B (NP_085056.2).
序列	KGQEVETSVTYRLEEVAKRNSLKELWLVIHGRVYDVTRFLNEHPGGEEVLEQAGVDASESFEDVGHSSDAREMLKQYYI GDIHPSDLKPESGSKDPSKNDTCKSCWAYWILPIIGAVLLGFLYRYTSESKSS

靶点信息

研究背景	Cytochrome b5 is a membrane-bound hemoprotein functioning as an electron carrier for several membrane-bound oxygenases.
基因ID	80777
基因名	CYB5B

Swiss	O43169
别名	CYB5B;CYB5-M;CYPB5M;OMB5

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn