

ATL2 Rabbit pAb

货号: B18150

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB IF/ICC
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:1000 IF/ICC: 1:50 - 1:200
理论分子量	46kDa/64kDa/65kDa/66kDa
实测分子量	66KDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	HepG2
细胞定位	Endoplasmic reticulum membrane,Multi-pass membrane protein
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 390-470 of human ATL2 (NP_001129145.1).
序列	ARDTYCKSMQVCGGDKPYIAPSDLERKHLDLKEVAIKQFRSVKKMGGDEFRCRRYQDQLEAEIEETYANFIKHNDGKNIFY

靶点信息

研究背景	GTPase tethering membranes through formation of trans-homooligomers and mediating homotypic fusion of endoplasmic reticulum membranes. Functions in endoplasmic reticulum tubular network biogenesis.
基因ID	64225
基因名	ATL2

Swiss	Q8NHH9
别名	ATL2;ARL3IP2;ARL6IP2;aip-2;atlastin2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn