

NEUROD6 Rabbit pAb

货号: B18151

产品信息

反应	Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	38kDa
实测分子量	39kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	Mouse brain,Rat brain
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 188-337 of human NEUROD6 (NP_073565.2).
序列	FLMGQGGEAAHHTRSPYSTFYPPYHSPELTPPGHGTLDNSKSMKPYNYCSAYESFYESTSPECASPPQFEGPLSPPPINYN GIFSLKQEETLDYGKNYNYGMHYCAVPPRGPLGQGAMFRLPTDShfPYDLHLRSQSLTMQDELNAVfHN

靶点信息

研究背景	This gene is a member of the NEUROD family of basic helix-loop-helix transcription factors. The encoded protein may be involved in the development and differentiation of the nervous system.
基因ID	63974
基因名	NEUROD6

Swiss	Q96NK8
别名	NEUROD6;Atoh2;MATH2;Math-2;NEX1M;Nex1;bHLHa2

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn