

NDRG3 Rabbit pAb

货号: B18156

产品信息

反应	Human,Mouse
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	31kDa/39kDa/41kDa
实测分子量	41kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	U-87MG,HeLa,Mouse thymus
细胞定位	cytoplasm,extracellular exosome
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 184-363 of human NDR G3 (NP_071922.2).
序列	QEELQANLDLIQTYRMHIAQDINQDNLQLFLNSYNGRRDLEIERPILGQNDNKSCTLKCSTLLVVGDNSPAVEAVVECN SRL NPINTLLKMADCGGLPQVVQPGKLTEAFKYFLQGMGYIPASMTRLARSRTHSTSSSLGSGESPF SRSVTSNQSDGTQE SCESPDVLD RHQTMEVSC

靶点信息

研究背景	Predicted to be involved in signal transduction. Located in cytoplasm.
基因ID	57446
基因名	NDRG3

Swiss	Q9UGV2
别名	NDRG3

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn