

ZNF133 Rabbit pAb

货号: B18262

产品信息

反应	Human,Mouse,Rat
宿主	Rabbit
克隆性	Polyclonal
预测反应	
应用	WB
推荐浓度	WB: 1:500 - 1:2000
理论分子量	62kDa/66kDa/73kDa
实测分子量	70kDa
形式	Liquid
保存条件	Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. Buffer: PBS with 0.01% thiomersal,50% glycerol,pH7.3.
偶联物	Unconjugated
阳性对照	A-549,LO2,293T,BxPC-3,Mouse heart,Mouse brain,Rat liver
细胞定位	Nucleus
纯化	Affinity purification

抗原信息


抗原信息	Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-220 of human ZNF133 (NP_003425.2).
序列	MAFRDVAVDFTQDEWRLLSPAQRTLYREVMLENYSNLVSLGISFSKPELITQLEQGKETWREEKKCSPATCPDPEPELYLD PFCPPGFSSQKFPMQHVLCNHPPWIFTCLCAEGNIQPGDPGPGDQEKQQASEGRPWSDQAEGPEGEGAMPLFGRTKK RTLGAFSRPPQRPVSSRNLGRGVELEASPAQTGNPEETDKLLKRIEVLGFGTVNCGECGL

靶点信息

研究背景	May be involved in transcriptional regulation as a repressor.
基因ID	7692
基因名	ZNF133

Swiss	P52736
别名	ZNF133;ZNF150;pHZ-13;pHZ-66

产品验证



实验步骤

访问官网浏览详情: www.ablybio.cn